

DePuy *never stop moving*
a Johnson & Johnson company

inbe.com.br

DePuy *never stop moving*
a Johnson & Johnson company



tm *Medical* www.tmmedical.com.br

tm *Medical*

JOELHO

OMBRO

QUADRIL

MÃO

EQUIPAMENTOS ARTROSCÓPICOS

04. FMS
Varp

JOELHO

07. RigidFix
Bio-Intrafix
Milagro

08. Orthosorb
Rapidloc
Aguilhas para sutura de menisco com Orthocord

09. Orthovisc
Sigma
Sigma

10. Sigma
LCS
Preservation

OMBRO

13. Versalok
Spiralok
Fastin RC

14. Lupine
G II QuickAnchor Plus
Orthocord

15. ExpresSew II
Suture Grasper
Clear Cannula System

16. Global FX
Global Advantage

17. Global CAP
Delta XTEND

18. Global CTA
S3

QUADRIL

21. CORAIL
SUMMIT
Depuy Proxima Hip

22. C-STEM
PINNACLE

MÃO

25. Mini Lok
MicroFix

26. GII Micro Quickanchor
TACIT
NEUFLEX

27. DVR Anatomic
F3



Há 21 anos trabalhando na área da saúde e há 17 em parceria com a Johnson & Johnson, a TM Medical se consolidou como uma empresa que é sinônimo de qualidade, eficiência e confiança. Com unidades de negócios em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pronta para atender seus clientes, fornecedores e colaboradores com ética, respeito e a eficiência de sempre.

TM Medical, mais fácil, mais rápido e tudo pronto para você!



Processos eficientes para garantia de nosso serviço.

Distribuidor autorizado:
Johnson & Johnson
MEDICAL BRASIL



EQUIPAMENTOS ARTROSCÓPICOS



Sistema de manejo de fluídos
com Shaver integrado



Radiofrequência bipolar

JOELHO


JOELHO



RIGIDFIX
ACL CROSS PIN SYSTEM

Sistema de fixação femoral Cross Pin com
2 pinos absorvíveis, com fixação por expansão

ST 3.3 mm | BTB 2.7mm



BIO-INTRAFIX
Sistema de Fixação Tibial com BIOCRYL (TCP/PLA)

Sistema de fixação 360° graus tibial,
com camisa e parafuso absorvíveis



mi·la·gro^{®*}

Parafuso absorvível, (TCP + PLGA)



JOELHO




Pinos moldáveis absorvíveis para fixação de fragmentos ósseos.




Sutura de menisco absorvível

0° | 12° | 27°



Agulhas para sutura de menisco com Orthocord #2-0

JOELHO



Visco suplementação



My knee. My life.™

Prótese total de joelho primária -
Plataforma fixa



My knee. My life.™

Prótese total de joelho primária -
Plataforma móvel

JOELHO

**SIGMA**[®]*My knee. My life.*[™]

Prótese de revisão de joelho

**LCS**[®]
PATELLOFEMORAL JOINT[™]

Prótese patelo femoral



**PRESERVATION**[™]
uni-compartmental Knee

Prótese unicompartmental de joelho

Distribuidor autorizado:
Johnson & Johnson
MEDICAL BRASIL

OMBRO

OMBRO



VERSALOK®

Âncora em PEEK para manguito rotador
(técnica sem nó) 4.5 mm



SPIRALOK™

Âncora absorvível rosqueada com dois fios
ORTHOCORD 5.0 e 6.5 mm (4 roscas de fixação)



FASTIN® RC

Âncora auto rosqueada metálica
com 2 fios ORTHOCORD 5.0mm



OMBRO



LUPINE™

Âncora absorvível para instabilidade com fio ORTHOCORD



GI QuickAnchor Plus

Âncora metálica com fio ORTHOCORD



Fio semi absorvível para sutura 62 % PDS (absorvível) + 38% HMWPE (polietileno de alto peso molecular, não absorvível) e 16 fibras balanceadas. Maior flexibilidade e força tensil

Distribuidor autorizado:

 MEDICAL BRASIL

OMBRO



ExpresSew™ II

Pinça para passagem de sutura para manguito rotador: "um só passo, um só portal" Diâmetro de 4.5mm com mandíbula de (14mm x 10mm) de abertura



SUTURE GRASPER

Passador de sutura

15° | 30° | 45° | 60°



CLEAR CANNULA SYSTEM

For Arthroscopic Repair of the Knee and Shoulder

CANNULA 5.5X 55 MM THREADED
 CANNULA 5.5X 75 MM THREADED
 CANNULA 5.5X 90 MM THREADED
 CANNULA 7.0X 75 MM THREADED
 CANNULA 8.5X 55 MM THREADED
 CANNULA 8.5X 75 MM THREADED
 CANNULA 8.5X 90 MM THREADED



OMBRO



GLOBAL | FX™
SHOULDER FRACTURE SYSTEM

Prótese parcial de ombro para fratura



GLOBAL | ADVANTAGE™
SHOULDER ARTHROPLASTY SYSTEM

Prótese total de ombro para artrose

OMBRO



GLOBAL | C.A.P.™
CONSERVATIVE ANATOMIC PROSTHESIS

Resurfacing de ombro



DELTA | XTEND™
REVERSE SHOULDER SYSTEM

Prótese reversa de ombro

OMBRO



G GLOBAL | CTA™
HUMERAL HEAD

Cabeça umeral para lesão parcial do manguito rotador




S³™

Placa para fratura proximal de úmero

QUADRIL

QUADRIL



CORAIL[®]
HIP SYSTEM

Haste de quadril não cimentada com revestimento em HA (hidroxiapatita)



S U M M I T[™]
TAPERED HIP SYSTEM

Haste de quadril não cimentada com tripla cunha e revestimento em Porous Coating



Prótese metafisária

QUADRIL



C-STEM

TOTAL HYP SYSTEM

Haste de quadril cimentada com tripla cunha



PINNACLE™


ACETABULAR CUP SYSTEM

Sistema acetabular 5 em 1

- Cerâmica x Cerâmica
- Metal x Metal
- Metal x Cerâmica
- Metal x Polietileno
- Cerâmica x Polietileno

MÃO

MÃO



MiniLok™
ABSORBABLE QUICKANCHOR® PLUS

Âncora absorvível 2.3 mm



MicroFix™

Âncora absorvível 1.3 mm



MÃO



GII MICRO QUICKANCHOR

Âncora metálica 1.3 mm



TACIT®


Âncora metálica rosqueável 2.0 mm




NeuFlexTM
MCP/PIP JOINT IMPLANTS

Prótese para metacarpo falangeana

MÃO

DVRTM ANATOMIC

Placa volar para fratura distal de rádio



F3TM
Flexible Fragment Fixaton

Placa para microfraturas